

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20172067219

注册人名称	韩国丁元医疗有限公司 JPI Healthcare Co., Ltd.
注册人住所	43, Seonggok-ro 22beon-gil, Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea.
生产地址	43, Seonggok-ro 22beon-gil, Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea.
代理人名称	北京康达和美经贸有限公司
代理人住所	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦6层608号
产品名称	防散射滤线栅 Anti-Scatter Grid
型号、规格	JPI Grid-1000
结构及组成	防散射滤线栅由高吸收的栅条(Pb)和低吸收的缝隙(AI)组成, 栅条和缝隙并列排列。
适用范围	适用于X射线设备, 减少影像接收面上的散射辐射, 从而提高X射线影像质量。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	延续注册产品技术要求未发生变化, 沿用原核发的产品技术要求。 原注册证编号：国械注进20172317219

审批部门：国家药品监督管理局



批准日期：二〇二一年十二月二十九日

生效日期：二〇二二年十二月十八日

有效期至：二〇二七年十二月十七日